



DE FIBRICHECK APP

Stap 1.

- Ga naar de “play store” of “App Store” van uw apparaat.
- Zoek ‘FibriCheck’ en download de applicatie.



Stap 2.

Bij eerste keer inloggen dient u een account aan te maken, vul hier uw eigen gegevens in en het e-mailadres dat u aan ons heeft doorgegeven.



Stap 3.

- Heb je een “FibriCheck uitnodigingscode?” -> Beantwoord deze vraag met “JA”
- Scan nu de QR code of voer de code handmatig in.



Stap 4.

- Voor het maken van een registratie van uw ritme, klik op start.
- Leg uw wijsvinger ‘zachtjes’ op de camera van uw smartphone, de registratie start en zal 60 seconden duren.

